



Ropox ErgoBorde

Manuelt højdejusterbart bord uden tværstivere, hvilket giver kørestolsbrugere nemmere og tættere adgang til bordet.

Bordpladens mulighed for skråstilling giver kortere række- og synsafstand med fordel for bl.a. svagsynede og brugere med nedsat funktion i armene.

Ergobordets mange indstillingsmuligheder gør det velegnet til træningsbord.

Arm support giver mulighed god underarmsstøtte eller let kropstøtte.

TEKNISK INFORMATION

| Model/Variant A | Beskrivelse | Størrelse | Varenr. |
|---|---------------------------------------|-------------|----------|
|  | Fast bordplade | 90 x 60 cm | 20-70010 |
| | | 120 x 60 cm | 20-70210 |
| Model/Variant B | Beskrivelse | Størrelse | Varenr. |
|  | Bordpladen kan skråtstilles | 90 x 60 cm | 20-70011 |
| | | 120 x 60 cm | 20-70211 |
| Model/Variant C | Beskrivelse | Størrelse | Varenr. |
|  | Skrå side: 60 cm Fast plade: 30 cm | 90 x 60 cm | 20-70012 |
| | Skrå side: 90 cm Fast plade: 30 cm | 120 x 60 cm | 20-70212 |
| Model/Variant D | Beskrivelse | Størrelse | Varenr. |
|  | Skrå side: 60 cm Fast plade: 30 cm | 90 x 60 cm | 20-70013 |
| | Skrå side: 90 cm Fast plade: 30 cm | 120 x 60 cm | 20-70213 |

Alle borde er højdeindstillelige fra 56-90 cm med mulighed for yderligere 10 cm i højden ved indsættelse af adapter. Bordpladen kan helt eller delvist skråtstilles op til 54°.

Tilbehør:

Arm support
inkl. taske og krog
V-nr. 20-60520



Arm support låsbar
inkl. krog og taske
V-nr. 20-60517



Støttelineal
V-nr. 20-70509/90 cm (B)
V-nr. 20-70510/120 cm (B)
V-nr. 20-70513/90 cm (C+D)
V-nr. 20-70514/120 cm (C+D)



Skinne Arm support
V-nr. 20-70500/ 90x60 cm (A)
V-nr. 20-70501/ 120x60 cm (A)



4 Bremsenhjul,
øger bordets højde med 8 cm
V-nr. 20-50340



Hjul uden højdeændring
V-nr. 20-70502



2 Adaptere, 10 cm,
til justering af højden
66-100 cm
V-nr. 20-70503



Dokument/PC holder
inkl. monteringsbeslag
V-nr. 20-70504



Blyanholder med beslag
V-nr. 20-70506



Tekniske data:

Max. brugerbelastning: 100 kg
Højde: 56-90 cm
Dybde: 60 cm
Bredde: 90 eller 120 cm
Indvendig bredde: 73,6 eller 104,6 cm
Farve: grå
Max. belastning på lineal: ca. 8 kg
Max. belastning på holder: ca. 5 kg

OM OS

Ropox udvikler, fremstiller og sælger produkter, som letter hverdagen for personer med nedsat funktionsevne.

Gennem vort mangeårige samarbejde med brugere og behandlergrupper har vi opnået stor ekspertise, når det drejer sig om design af løsninger og produkter til:

- Badeværelser
- Køkkener
- Borde
- Pusleborde

For yderligere informationer se vores hjemmeside www.ropox.dk

No.19621167 0215

ROPOX A/S
RINGSTEDGADE 221
4700 NÆSTVED
TLF.: +45 5575 0500
INFO@ROPOX.DK
WWW.ROPOX.DK

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS