



ROPOX BADEKAR

KOM NEMT I BAD

Et badekar, der kan indstilles i højden, er nemt og behageligt at bruge, når man har brug for hjælp til at komme i bad.

Dels kan man let justere karret til en god arbejds højde for de hjælpere, der yder pleje, og dels kan hjælperne bruge en mobil lift til at løfte med, fordi der er god plads under karret. Det giver tryghed og tilfredshed for begge parter.

Man kan indstille karrets højde med håndbetjeningen, så ind- og udstigning af badet passer til brugerens fysik, samt giver den mest optimale arbejdsstilling for hjælperen.

Montering af bruseleje kan være med til at give en bedre komfort under badet.

Badekarret er lavet i et enkelt design, som er nemt at gøre rent. Frontpanel kan fås med en klemliste for at fjerne klemningsfare.



HOVEDPRODUKT

VARENØ.	VAREBESKRIVELSE	INDVENDIGE MÅL
40-14356-2	Ropox Badekar 160x70cm, kun afdækning 1 side + 1 ende	142x57cm
40-14357-2	Ropox Badekar 170x75cm, kun afdækning 1 side + 1 ende	152x62cm
40-14358-2	Ropox Badekar 180x80cm, kun afdækning 1 side + 1 ende	164x67cm

Inkl. armatur, håndbruser og fleksibelt vvs kit. Alle modeller har et kar med en dybde på 40 cm.

TILBEHØR

VARENØ.	VAREBESKRIVELSE
40-14196-1	Frontpanel for 160x70cm
40-14197-1	Frontpanel for 170x75cm
40-14198-1	Frontpanel for 180x80cm
40-14192-1	Endepanel for 160x70cm
40-14193-1	Endepanel for 170x75cm
40-14194-1	Endepanel for 180x80cm
40-14226-1	Opklappeligt bruseleje, armatur i højre side, for 160x70cm
40-14227-1	Opklappeligt bruseleje, armatur i højre side, for 170x75cm
40-14228-1	Opklappeligt bruseleje, armatur i højre side, for 180x80cm
40-14236-1	Opklappeligt bruseleje, armatur i venstre side, for 160x70cm
40-14237-1	Opklappeligt bruseleje, armatur i venstre side, for 170x75cm
40-14238-1	Opklappeligt bruseleje, armatur i venstre side, for 180x80cm
40-14186-1	Sengehest for 160x70cm
40-14187-1	Sengehest for 170x75cm
40-14188-1	Sengehest for 180x80cm
40-14120-8	Holder for håndbruser, for 160x70cm/170x75cm/180x80cm
40-14206-1	Klemliste til 1 side, for 160x70cm
40-14207-1	Klemliste til 1 side, for 170x75cm
40-14208-1	Klemliste til 1 side, for 180x80 cm
40-14216	Klemliste til 2 sider, for 160x70cm
40-14217	Klemliste til 2 sider, for 170x75 cm
40-14218	Klemliste til 2 sider, for 180x80cm
40-14376	Klemliste til ekstra frontpanel, for 160x70cm
40-14377	Klemliste til ekstra frontpanel, for 170x75cm
40-14378	Klemliste til ekstra frontpanel, for 180x80cm

MÅLSKITSE

