

Våra produkter

[All Projects](#) 

Badkarssits Swivel Hygien

[Next](#) | [Previous](#)

Artikelnr. 1-1137

- Stabil stålörskonstruktion med rostskydd
- Ergonomisk platsits med dräneringshål
- Kan snurras 360 grader, med låsning varje 90:grad
- Inga verktyg krävs
- Antiglid – friktionsgummi för högsta säkerhet
- Mjukt PU – ryggstöd, färg – ljusgrå

9/13/2018

Badkarssits Swivel Hygien | Nordic Sverige

- Vikt 6,4 kg
- Total bredd 75 cm
- Max. brukarvikt 130 kg

Lokegatan 5 SE-263 37 Höganäs

+46 42 14 78 60

nordic@nordicactivity.se

Nordic Activity © 2014