



ROPOX MOBILIO PUSLEBORD

FRITSTÅENDE OG STABILT

Ropox Mobilio Puslebord er mobilt og med bremsehjul. Dette sikrer at puslebordet kan stå stabilt (fast) og er nemt at flytte, hvis der er behov for dette. Kan også fås med centralbremse, der låser alle hjul på en gang.

Ropox Mobilio puslebord sluttes til en almindelig stikkontakt med en tre meter lang ledning for elektrisk højdeindstilling. Højden indstilles trinløst fra 52-92 cm ved hjælp af håndbetjening i spiralledning.

Ropox Vario pusleborde er i fem modeller med nedfældbar sengehest på begge sider og med madras tilpasset puslebordet.

Dem udskiftbare madras har en rengøringsvenlig overflade, der gør den nem at rengøre efter brug.

Batteri kan tilkøbes.



HOVEDPRODUKT


VARENØ.	VAREBESKRIVELSE
40-30204-5	Mobilio 120x70cm
40-30206-5	Mobilio 140x70cm
40-30208-5	Mobilio 160x70cm
40-30210-5	Mobilio 180x70cm
40-30211-5	Mobilio 190x70cm
inkl. 2x sengehest, madras og 4 bremsehjul	

TILBEHØR

VARENØ.	VAREBESKRIVELSE
40-30762-2	Batteri
40-25782-1	Pude til sengehest for 120/140cm
40-25783-1	Pude til sengehest for 160/180/190cm
40-30765-2	Centralbrems for længde 120cm, 140cm, fabriksmonteret
40-30764-2	Centralbrems for længde 160cm, 180cm og 190cm, fabriksmonteret

MÅLSKITSE

For mobilio 120x70cm og 140x70cm



For mobilio 160x70cm, 180x70cm og 190x70cm

