

# Closomat NAV juni 2022-

## Palma Vita og Lima Vita



**puls**  
et selskap i Mediq

# Closomat dusj- og føntoalett

Hovedpunkter:



- Meget enkel i bruk.

Trenger ingen stor teknisk forståelse eller finmotorikk.

- Store muligheter for individuelle tilpasninger.

Passer alle brukere, det store utvalget av tilbehør sikrer dette. Unikt med eget tilbehørsprogram for store brukere, barn, unge og små voksne.

- Er designet og konstruert til å være et hjelpemiddel fra bunnen av.

Dermed lagt ekstra vekt på stabilitet, enkel bruk, individuelle tilpasningsmuligheter og slitestyrke. Dette innebærer bl.a. bredere sete for stabilitet, selvrensende dusjarm og ekstra sikring på innstillingsmulighetene.

# Closomat Palma Vita og Lima Vita



- **Lang erfaring**

Closomat toalett med innebygd dusj og føn funksjon har vært på markedet siden 1957 og har gjennom årene blitt utviklet med klare mål i siktet - enkelhet, slitestyrke og kvalitet.

- **Kan brukes av alle**

Dusj og føn funksjonen er kun aktiv når man sitter på toalettet. Når siteringbryterne ikke er aktiverte, f.eks. ved at man står eller reiser seg opp før man trykker inn bryteren, fungerer toalettet som et helt vanlig toalett. Dette er praktisk for andre i familien eller gjester.

Det gir også en sikkerhet om det skulle bli strømstans.

# Closomat Palma Vita og Lima Vita



- **Enkelt å bruke**

Closomat dusjer så lenge man sitter på toalettet og bryteren holdes inne. Den automatiske føn funksjonen starter når bryteren slippes.

Føn funksjonen stopper automatisk ved at man reiser seg opp eller etter ca. 3 minutter. (kan stilles inn individuelt)

Dette gjør toalettet svært enkelt i bruk. Man trenger ingen stor teknisk forståelse og minimalt med hånd, arm- og/eller benfunksjon for å bruke toalettet.

Closomat kan også stilles inn slik at det holder med ett trykk, så dusjer og føner den automatisk etter ønsket tid.

Alt styres meget enkelt med kun **EN STOR BRYTER.**

# Closomat Palma Vita og Lima Vita

- **Enkel rengjøring**

Armen som dusjer samt føner er designet slik at de ikke skal bli skittene, både i hvileposisjon og under bruk. Dermed kan Closomat rengjøres som et helt vanlig toalett.

- **Stort utvalg av tilbehør**

Bl.a. Flere alternative kontrollere, som luftstyrte fot/håndbrytere, enkel IR fjernkontroll med kontrastfarge og fotocellebryter.

Mykseter i flere utførelser, torsostøtter og oppreisningsstøtter på armstøtten.

Egen serie med tilbehør som gjør det svært brukervennlig for barn, ungdom og små voksne med bl.a. egne seter og sidestøtter er unikt for Closomat.

- **Closomat er et toalett med dusj og tørkefunksjon som er meget enkelt i bruk, meget stabilt og som kan tilpasses nærmest alle brukere.**

# Closomat dusj- og føntoalett



- Meget lett å bruke og forstå.
- Stødig, stabil og god sittestilling, meget viktig for vår brukergruppe.
- Behagelig og skånsomt for huden
- For begge kjønn i alle aldre, ønsket posisjon for dusj stilles enkelt inn av bruker.
- Vanntemperaturen og styrken på vannet kan justeres til ønsket nivå
- Tørker med varm luft. Temperaturen på luften er regulerbar.
- Stort tilbehørsprogram for individuelle tilpasninger for store og små.
- Egen intern stor varmtvannsbeholder sikrer lang dusjtid med temperert vann

# Closomat Palma Vita, gulvmontert modell

Enkel å bruke – enkel å forstå – enkel å montere



- Meget stødig og stabil
- Flere alternative kontrollbrytere
- Stort tilbehørsprogram for individuelle tilpasninger
- Eget tilbehørsprogram for barn og ungdom
- Eget tilbehør tilpasset store brukere opp til 362Kg

*Gulvmodell i fast høyde kan forhøyes med sokkel i forskjellige byggehøyder*

# Closomat Lima Vita, vegghengt modell

Enkel å bruke – enkel å forstå – enkel å montere



*LIMA VITA på vegg*

- Veggmodell
- Meget stødig og stabil, kan leveres med støtteben som øker brukervekt til 200 kg.
- Flere alternative kontrollbrytere
- Store muligheter til individuelle tilpasninger
- Lett å rengjøre gulvet under
- Stort tilbehørsprogram



# Eksempler på tilbehør til Closomat



*Alternative mykseter*



*Bariatric sete, øker tillatt brukervekt til 362 kg.*



*Oppreisningsstøtter*



*Forhøyningssokler*



*Overkroppsstøtte*



*Luftbryter*



*Infrarød fjernkontroll*



*Fotocellebryter*

# Closomat - tilbehør for barn, unge og små voksne.

## Funksjonelle løsninger



*Myksete med liten åpning*

- Toalettarmstøtte
- Sidestøtter / Overkroppsstøtte
- Hoftebelte
- Myksete med lite setehull



*Med sidestøtter /  
overkroppsstøtte*



*Oppreisingsstøtter til armlene*

# Perfekt kombinasjon med prisforhandlet toalettløfter

P.s: Visste dere at:

- Den prisforhandlede toalettløfteren Aerolet er designet for å brukes på Closomat. I England er det Closomat selv som forhandler denne toalettløfteren.

Dette sikrer perfekt kombinasjon.



# Closomat dusj- og føntoalett

Kort oppsummering av hovedpunkter:



- Meget enkel i bruk.

Trenger ingen stor teknisk forståelse eller finmotorikk.

- Store muligheter for individuelle tilpasninger.

Passer alle brukere, det store utvalget av tilbehør sikrer dette. Unikt med eget tilbehørsprogram for store brukere, barn, unge og små voksne.

- Er designet og konstruert til å være et hjelpemiddel fra bunnen av.

Dermed lagt ekstra vekt på stabilitet, enkel bruk, individuelle tilpasningsmuligheter og slitestyrke. Dette innebærer bl.a. bredere sete for stabilitet, selvrensende dusjarm og ekstra sikring på innstillingsmulighetene.