

# Closomat NAV

## Målskjema fra 20 Juni 2022



Dato: \_\_\_\_\_ Monteringsdato: \_\_\_\_\_

Vår ref.: \_\_\_\_\_

Bestillings nr.: \_\_\_\_\_ Kunde (HMS): \_\_\_\_\_

Utprøvningsnr.: \_\_\_\_\_

- Salgsordre  
 Tilbud

### Bruker

Navn: \_\_\_\_\_

Bruker nr.: \_\_\_\_\_ Fødselsdato: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Poststed: \_\_\_\_\_

Telefon (priv.): \_\_\_\_\_ Telefon (arb.): \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Ordre nr.: \_\_\_\_\_

Selger Mediq: \_\_\_\_\_

**Levering/montering** \_\_\_\_\_ Samme som brukers adresse

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Poststed: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

### Avklaringspunkter

	Ja	Nei
Er monteringsstidspunkt avklart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skal andre produkter monteres samtidig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er andre behov avklart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**NB! Alle endringer som har betydning for Mediq må meldes fra straks**

**NAV dekker ikke kostnader knyttet til det å føre strøm inn i et rom, opprette ny strømkurs, åpning og endring av vegg, tak og gulv, samt endring av avløp eller lignende. Denne kostnaden skal dekkes av bruker.**

# Closomat NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Sjekkliste for montering av Closomat

- Skal toalettet monteres på vegg eller gulv?
- Er det varmekabler i gulvet i sonen toalettet skal monteres?
- Er det tilgang til strøm der toalettet skal monteres? Hvis ikke hvor skal strømtilførsel føres fra?
- Er det klargjort med korrekt vanntilkobling?
- Kontroller om oppgitte tilkoplingsmål stemmer med de virkelige mål.
- Er det minimum 8 liter/min trykk i vanntilførselen? Obs: må ikke være over 8 Bar.
- Ved bruk av hev/senk-løsning må avløpet være i gulv. Husk: Avløpsslangen på rammen må sentreres over avløpet (for å unngå knekk på slangen).
- Kontroller at eventuelt avløp i vegg er ikke er høyere enn 22 cm fra gulv. (Palma Vita m/veggavløp) (Kan eventuelt løses med forhøyningssokler)
- Husk at tilbehør tilpasset barn og ungdom kun kan festes på gulvmodell (Palma Vita) med påmonterte armlener (PVA-009-000).
- Kan toalettet boltes i gulv eller må det silikoneres med festeplate? (Palma Vita)
- Ved vegghengt toalett (Lima Vita): Er det tilstrekkelig bæring i vegg?
- Kontroller at eventuelt avløp i vegg er høyere enn 22 cm fra gulv. (Lima Vita)


# Closomat NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Tegn inn hvor toalettet skal stå

Tegn inn strømkontaktens plassering og husk å ta med alle nødvendige mål.

A large grid for drawing the toilet location and power outlet. The grid is composed of small squares, approximately 20 squares wide and 40 squares high, providing a space for technical drawing.

# Closomat NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## I hvilket rom skal toalettet monteres?

Baderom       Toalettrom       Annet

Hvilken etasje? \_\_\_\_\_

## Montering av toalettet

Montert på gulv       Montert på vegg

Kan toalettet boltes i gulv?       Ja       Nei

Skal toalettet limes på gulv med montasjeplate?       Ja       Nei

Er avløp i vegg maks 22 cm fra gulv (Palma Vita/Lima Vita)?       Ja       Nei

## Veggkonstruksjon (Lima Vita)

Tre       Betong       Gips

## Er det tilstrekkelig bæring i vegg (Lima Vita)?

Ja       Nei

Er strøm ført frem?       Ja       Nei

## Skal 3. part brukes på føring/tilkobling av strøm?

Ja       Nei      Oppgi evt. hvem: \_\_\_\_\_

## Skal 3. part brukes på rørleggertjenester?

Ja       Nei      Oppgi evt. hvem: \_\_\_\_\_

## Spesialtilpasning/annet

**NB!** NAV dekker ikke kostnader knyttet til det å føre strøm inn i et rom, opprette ny strømkurs, åpning og endring av vegg, tak og gulv, samt endring av avløp eller lignende. Denne kostnaden skal dekkes av bruker.

Signatur fra bruker: \_\_\_\_\_

# Closomat NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Dusj og føntoalett



Palma Vita

1	Palma Vita, gulvmontert dusj og føntoalett	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Palma Vita	30018577	242907	



Lima Vita

2	Lima Vita, vegghengt dusj og føntoalett	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Lima Vita	30018426	242906	
<input type="checkbox"/>	Støtte til Closomat Lima Vita. Øker brukervekt til 200 kg.	10024627	242926	

## Tilbehør



Pneumatisk bryter



Fotocellestyring



Trådløs fjernkontroll



Myksete åpen front



Myksete Junior

3	Betjeningsalternativer	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	IR-styring trådløs fjernkontroll	30018610	242914	
<input type="checkbox"/>	Luftstyring pneumatisk bryter	30018611	242913	
<input type="checkbox"/>	Fotocellestyring	30018609	242915	

4	Seteringer	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Myksete junior	30018780	242910	
<input type="checkbox"/>	Myksete voksen	30018779	242909	
<input type="checkbox"/>	Myksete åpen front voksen	30018781	242911	
<input type="checkbox"/>	Toalettlokk til mykseter	30017952	242912	
<input type="checkbox"/>	Bariatricsete 362 kg brukervekt OBS: Passer ikke i kombinasjon med TCL armstøtte std. (40-40205-1)	30018782	242908	



Armstøtte  
TCL integrert



Armstøtte  
integrert Palma



Oppreisningstøtte  
til armstøtte

5	Armstøtter og tilbehør til armstøtter	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Armstøtte standard, integrert (utv. mål 59 cm påmontert) OBS: Passer ikke i kombinasjon med bariatricsete SSS-018-000	30019580	297267	
<input type="checkbox"/>	Toalettrollholder til armstøtte std. (40-40205)	30011471	242931	
<input type="checkbox"/>	Oppreisningstøtte til armstøtte std. (40-40205)	30019581	297257	
<input type="checkbox"/>	Armstøtte kun til Palma Vita integrert (utv. mål 67,5 cm påmontert)	30018619	242928	
<input type="checkbox"/>	Polster til armstøtte spesial (PVA-009-000)	10024629	242916	

# Closomat NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Tilbehør



Sidesøtter



Dusj og toalettstol Palima

6	Tilbehør	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Heldekkende bakplate, Palma Vita/Lima Vita, hvit	30018290	161923	
<input type="checkbox"/>	Hoftebelte m/magnet Palma Vita passer kun på armstøtter PVA-009-000	30019627	297250	
<input type="checkbox"/>	Sidesøtter til Palma Vita, passer kun på armstøtter PVA-009-000	30017813	242918	
<input type="checkbox"/>	Veggutfyllingspanel Palma Vita 25 mm	30018616	242923	
<input type="checkbox"/>	Veggutfyllingspanel Palma Vita 50 mm	30018617	242924	
<input type="checkbox"/>	Veggutfyllingspanel Palma Vita 75 mm	30018618	242925	
<input type="checkbox"/>	Monteringsplate mot gulv, Palma Vita	30016056	297255	
<input type="checkbox"/>	Monteringsplate v/bruk av forhøyningssokkel, Palma Vita	30016055	240308	
<input type="checkbox"/>	Dusj og toalettstol Palima* OBS: Husk å oppgi mål den skal klarere ved bestilling	30018791	158496	
<input type="checkbox"/>	Dusj og toalettstol Palima med drivhjul* OBS: Husk å oppgi mål den skal klarere ved bestilling	30018792	199466	

\* ved bruk av Palima bør 50 mm sokkel (PVA-003-401) benyttes og alternativ betjening.

## Tilbehør barn og ungdom

Passer kun på Palma Vita med PVA-003-801 armstøtter og TBC-Bracket fester påmontert.



Sidesøtter



Sokkel

7		Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Sidesøtter til Palma Vita passer kun på armstøtter PVA-009-000	30017813	242918	
<input type="checkbox"/>	Myksete Junior	30018780	242910	

8	Sokkel	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Sokkel 25 mm	30018612	242919	
<input type="checkbox"/>	Sokkel 50 mm	30018613	242920	
<input type="checkbox"/>	Sokkel 75 mm	30018614	242921	
<input type="checkbox"/>	Sokkel 100 mm	30018615	242922	

# Closomat NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Arbeid/tjenester

Varebeskrivelse			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Prosjektering Closomat enhetspris		stk.	91192200	297317
<input type="checkbox"/> Montering Closomat enhetspris		stk.	91192000	297316
<input type="checkbox"/> Demontering Closomat enhetspris		stk.	91192100	297318
<input type="checkbox"/> Gjenbruk Closomat enhetspris		stk.	91192300	297321
<input type="checkbox"/> Reparasjon hygienehjelpemidler timepris		timer	91192400	297320

## Reise

Reise, transport, kjøregodtgjørelse

Reisetid/transport			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Reisetid timepris Closomat, selger		timer	91193500	297319
<input type="checkbox"/>		timer		

Kilometergodtgjørelse			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Kilometergodtgjørelse, selger		km	90095500	-
<input type="checkbox"/> Kilometergodtgjørelse, tekniker		km	90095500	-

Tillegg for passasjer			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Tillegg for passasjer, selger		km	90095600	-
<input type="checkbox"/> Tillegg for passasjer, tekniker		km	90095600	-

Tillegg for tilhenger og materiell >150 kg eller 0,5m <sup>3</sup>			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Tillegg for tilhenger og materiell, selger		km	90095700	-
<input type="checkbox"/> Tillegg for tilhenger og materiell, tekniker		km	90095700	-

Bompenger/Ferje/Parkering			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Bompenger/Ferje/Parkering, selger		kr	90092600	-
<input type="checkbox"/> Bompenger/Ferje/Parkering, tekniker		kr	90092600	-

Hotell/overnatting			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Hotell/overnatting, selger		kr	90092500	-
<input type="checkbox"/> Hotell/overnatting, tekniker		kr	90092500	-

Diett			Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Diett, selger		kr	90092800	-
<input type="checkbox"/> Diett, tekniker		kr	90092800	-

Reise og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris prosjektering, montering og resirkulering.

Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag.

Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner.

Timepris for reparasjoner skal også benyttes for reisetid ved reparasjoner og demontering, herunder reparasjoner ifm. resirkulering.

**NAV dekker ikke kostnader knyttet til det å føre strøm inn i et rom, opprette ny strømkurs, åpning og endring av vegg, tak og gulv, samt endring av avløp eller lignende. Denne kostnaden skal dekkes av bruker.**