

# Toalettforhøyer STABLELETT



StableLett er en frittstående toalettforhøyer i meget god kvalitet.



# STABLE LETT



## Toalettforhøyer StableLett

Toalettforhøyer StableLett har en helseviset konstruksjon med hvit slitesterk pulverlakk. Toalettforhøyeren har en stillbar justeringsfot for hellende gulv.


Setet er laget i PP-plast som gir en varmeisolerende effekt. Setet enkelt fjernes uten bruk av verktøy ved rengjøring.

Doppsko i TPE-plast gjør at Toalettforhøyer StableLett ikke setter merke på gulvet.

## Rengjøring

Vanlige rengjøringsmidler uten løsningsmiddel.  
Kan høytrykkspyles.  
Temperatur 85°C

## Enkel montering



## SPESIFIKASJONER

Maks brukervekt	160 kg
Vekt	5 kg
Setehøyde (regulerbar)	44-63 cm
Bredde	53 cm
Avstand mellom sete og armbøyler	23 cm
Bredde mellom armbøyler	48 cm
Toalettåpning BxD	23x27 cm

