



GÅBORD BURE STANDARD EL

Enkelt og greit ganghjelpemiddel



at the heart of healthcare

BURE STANDARD EL

Gåbord Bure Standard EL er et praktisk gå- og ståhjelpemiddel utstyrt med elektrisk oppreisingshjelp som kan innstilles mens pasienten allerede står på plass.

Stabil

Gåbordet har anatomiske puter som avlaster skuldre, armer og nakke. I stedet flyttes fokus til større muskelgrupper som ben- og brystmuskler. På den måten forbedres stabiliteten og bordet blir lettere å kontrollere.

Smidig, trinnløs justering

Med elektrisk heving og senking er det enkelt å forhåndsinnstille gåbordet til riktig høyde. Når pasienten står kan høyden deretter justeres trinnløst slik at den er behagelig, gir riktig støtte og er optimal for gange.

Elektrisk hev/senk

Bure Standard EL er et unikt hjelpemiddel når du skal hjelpe en pasient eller bruker opp/ned. Personalets belastning reduseres og dermed også risikoen for slitasjeskader.

Motstandsdyktig mot vann

Alle elektriske detaljer på Bure Standard EL har IP-grad 65. Den kan derfor også brukes i våtrom.

Ergonomiske håndtak

Ergonomisk utformede håndtak som kan justeres trinnløst i alle retninger for best individuell tilpasning. Ikke minst viktig for slagpasienter som kan nå sin «normale» håndstilling på denne måten.



SPESIFIKASJONER

Benbredde yttermål	78 cm
Lengde	80 cm
Høyde med 75mm hjul	90-130 cm
Høyde med 125 mm hjul	92,5-132,5 cm
Armstøtte innermål	25-50 cm
Hjuldiameter	75/125 mm
Maks brukervekt	150 kg

Utfellbare armlener

De anatomisk utformede armlenene kan foldes ut slik at brukeren lett kan nå håndtakene.

Låsbare hjul

Bure XL har fire individuelt låsbare hjul som standard.

Bærekraftig

Gåbordet er designet for å vare lenge. For eksempel er det et ekstra forsterkningsbånd rundt armlensputene for å hindre at de sprekker når de treffes fra siden.

Lett tilgjengelig håndkontroll

Håndkontrollen er plassert slik at begge hendene til pleieren eller brukeren lett kan nå den.