

Incidin® 70

Desinfiserende våtservietter

Spritservietter til desinfisering av ikke-invasivt medisinsk utstyr – gir hygienisk rene overflater på noen sekunder.

EN EFFEKTIV ALKOHOLBLANDING

Incidin 70-serviettene inneholder en blanding av 70 % denaturert etanol og 5 % IPA til desinfisering av ikke-invasivt medisinsk utstyr.

Serviettene er testet på et bredt spekter av mikroorganismer og gir hygienisk rene overflater uten å etterlate rester.

SLITESTERKT MATERIALE

Incidin 70-serviettene består av et nytt og innovativt, syntetisk materiale. Incidin 70-serviettene har svært høy absorberingsevne og loer svært lite.

SPESIFIKASJONER

Innhold: 70 % denaturert etanol, 5 % IPA, vann

Holdbarhet: 24 måneder fra produksjonsdato

Serviettmateriale: White Tritex™ 18 g/m²



INCIDIN 70 EFFEKTTABELL

EN-TESTMETODE	FORHOLD	KONTAKT-TID
BAKTERICID EFFEKT		
EN 13727	Skittent	1 minutt
EN 13697	Skittent	1 minutt
EN 14561	Skittent	1 minutt
FUNGICID EFFEKT		
EN 13624	Rent	5 minutter
EN 14652	Skittent	1 minutt
MYKOBAKTERICID EFFEKT		
EN 14653	Skittent	1 minutt
EN 14348	Skittent	1 minutt
VIRUSID EFFEKT		
EN14476	Rent	1 minutt

PRODUKTINFORMASJON

PRODUKT-BESKRIVELSE	ARTIKKEL-NUMMER	SERVIETT-STØRRELSE	ANTALL SERVIEITTER-PR BOKS	ESKE-STØRRELSE
Incidin 70 Spritservietter	3077450	195 mmx210 mm	150 servietter	10 bokser pr eske

LES ALLTID INFORMASJONEN PÅ PRODUKTETIKETTEN OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.

MARKEDSFØRES AV

Puls a.s.
Strømsveien 344
1081 Oslo
+47 23 32 30 00
www.puls-norge.no



Pal International Limited
Bilton Way, Lutterworth
Leicestershire, LE17 4JA
+44 (0) 1455 555 700



puls
et selskap i handicare

