

# Incidin® Clean

Rengjøringskluter

Rengjøringskluter til rengjøring av harde overflater og utstyr i helsesektoren.

## EFFEKTIV RENGJØRINGSEFFEKT

Incidin Clean-klutene inneholder et naturlig fremstilt rengjøringsmiddel for rengjøring i helsesektoren.

Incidin Clean-klutene er beregnet for effektiv rengjøring av utstyr og pasientnære omgivelser.

Rengjøringsmiddelet gjør effektivt rent uten å etterlate rester eller fuktige striper.

Incidin Clean inneholder ikke alkohol eller andre desinfiserende midler.

## FORDELER

**Prefuktede kluter:** Klutene er klare til bruk og krever ingen ytterligere produkter.

**Veggmonterte dispensere:** Sikrer at klutene er lett tilgjengelige der de behøves.

**Miljøvennlig:** Klutene inneholder et naturlig rengjøringsmiddel.

**Sikker og solid lukkemekanisme på pakken:** Forhindrer at kluten tørker ut.

## SLITESTERKT MATERIALE

Incidin Clean er laget av 100 % spunlacepolyester med hullstruktur, som sikrer slitesterke kluter til daglig bruk.

Incidin Clean-klutene har svært høy absorberingsevne og loer svært lite, og egner seg derfor svært godt til rengjøring.

## SPESIFIKASJONER

**Innhold:** < 5 % anionisk rengjøringsmiddel

**Holdbarhet:** 36 måneder fra produksjonsdato

**Klutmateriale:** Hvit 100 % spunlacepolyester med hullstruktur, 50 g/m<sup>2</sup>.

**Veggmonterte dispensere:** Praktisk og hygienisk



## PRODUKTINFORMASJON

PRODUKT-BESKRIVELSE	ARTIKKEL-NUMMER	KLUTSTØRRELSE	ANTALL KLUTER I PAKKEN	ESKE-STØRRELSE
Incidin Clean Maxi	3077920	300 mm x 250 mm	40 kluter	24 pakker per eske
Incidin Clean Mini	3077660	200 mm x 250 mm	50 kluter	24 pakker per eske

LES INFORMASJONEN PÅ PRODUKTETIKETTEN OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.

### MARKEDSFØRES AV

Puls a.s.  
Strømsveien 344  
1081 Oslo  
+47 23 32 30 00  
www.puls-norge.no

### PRODUSENT

Pal International Limited  
Bilton Way, Lutterworth  
Leicestershire, LE17 4JA  
+44 (0) 1455 555 700

**puls**  
et selskap i handicare

**ECOLAB®**