

Incidin® Duo

Rengjørende og desinfiserende kluter

Spritkluter med rengjøringsmiddel til rengjøring og desinfisering av ikke-invasivt medisinsk utstyr - gir hygienisk rene overflater på noen sekunder.

EFFEKTIV ALKOHOL-BLANDING MED RENGJØRINGSMIDDEL

Incidin Duo-klutene inneholder en blanding av 70 % denaturert etanol, 5 % IPA og et rengjøringsmiddel.

Incidin Duo er beregnet på rengjøring og desinfisering av harde overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr.

Klutene er testet på et bredt spekter av mikroorganismer og gir hygienisk rene overflater på ett minutt, uten å etterlate rester.

FORDELER

Forhåndsdoserte kluter: Klutene er klare til bruk uten unødvendig svinn. Krever ingen forberedelser.

Veggmonterte dispensere: Sikrer at klutene er lett tilgjengelige der de behøves.

Hurtig desinfeksjonseffekt: Hurtig desinfisering og rengjøring av flater.

Sikker og solid lukkemekanisme på pakken: Forhindrer at kluten tørker ut.



SLITESTERKT MATERIALE

Incidin Duo-klutene består av et nytt og innovativt, syntetisk materiale. Incidin Duo-klutene har svært høy absorberingsevne og loer svært lite.

SPEKIFIKASJONER

Innhold: 70 % denaturert etanol, 5 % IPA, vann, rengjøringsmiddel

Holdbarhet: 24 måneder fra produksjonsdato

Klutmateriale: Hvit 100 % spunlace-polyester med hullstruktur, 50 g/m²

Veggmonterte dispensere: Praktisk og hygienisk

INCIDIN DUO EFFEKTABELL

EN-TESTMETODE	FORHOLD	KONTAKTTID
BAKTERICID EFFEKT		
EN 13727	Skittent	1 minutt
EN 13697	Skittent	1 minutt
EN 14561	Skittent	1 minutt
FUNGICID EFFEKT		
EN 13624	Rent	5 minutter
EN 14652	Skittent	1 minutt
MYKOBaktericid EFFEKT		
EN 14653	Skittent	1 minutt
EN 14348	Skittent	1 minutt
VIRUSID EFFEKT		
EN 14476 Influenza A	Rent	1 minutt

PRODUKTINFORMASJON

PRODUKT-BESKRIVELSE	ARTIKKEL-NUMMER	KLUT-STØRRELSE	ANTALL KLUTER I PAKKEN	ESKE-STØRRELSE
Incidin Duo Maxi	3077680	300 mm x 250 mm	40 kluter	24 pakker per eske
Incidin Duo Mini	3077700	200 mm x 250 mm	50 kluter	24 pakker per eske

LES ALLTID INFORMASJONEN PÅ PRODUKTETIKETTEN OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.

MARKEDSFØRES AV

Puls a.s.
Strømsveien 344
1081 Oslo
+47 23 32 30 00
www.puls-norge.no



Pal International Limited
Bilton Way, Lutterworth
Leicestershire, LE17 4JA
+44 (0) 1455 555 700



puls
et selskap i handicare

ECOLAB®