

# Kjøkken

## Målskjema NAV



Dato: \_\_\_\_\_ Monteringsdato: \_\_\_\_\_

Vår ref.: \_\_\_\_\_

Bestillings nr.: \_\_\_\_\_ Kunde (HMS): \_\_\_\_\_

### Bruker

Navn: \_\_\_\_\_

Bruker nr.: \_\_\_\_\_ Fødselsdato: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Poststed: \_\_\_\_\_

Telefon (priv.): \_\_\_\_\_ Telefon (arb.): \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

### Levering/montering

Samme som brukers adresse

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Poststed: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

### Avklaringspunkter

	Ja	Nei	
Må montasjevegg forsterkes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dekkes og utføres av bruker
Må nytt strømpunkt oppføres?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er monteringsstidspunkt avklart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Skal andre produkter monteres samtidig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

---

---

---

**NB!** Kontroller at det er tilstrekkelig bæring i montasjevegg. Ved minste tvil skal montasjeveggen forsterkes før montering. NAV spesifiserer at dette er brukers ansvar og kostnaden må dekkes av bruker.

Alle endringer som har betydning for Mediq Norge AS må meldes fra straks!

NAV dekker ikke kostnader knyttet til det å føre strøm inn i et rom, opprette ny strømkurs, åpning og endring av vegg, tak og gulv, samt endring av avløp eller lignende. Denne kostnaden skal dekkes av bruker.

**OBS!** Strømpunkt skal plasseres etter nasjonale regulativer/standarder.


# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

**VIKTIG: Tegn en målsatt skisse eller legg ved et målsatt bilde.**

Lengder og bredder på benk og skap, som skal ha hev/senk, må føres inn i skissen. Nummerer all innredning med stigende tall fra venstre til høyre. Dette for at det ved montering skal kunne leses av hvilken innredning som skal demonteres og monteres av Mediq Norge AS. Legg gjerne ved bilder.



**NB!** Kontroller at det er tilstrekkelig bæring i montasjevegg. Ved minste tvil skal montasjeveggen forsterkes før montering. NAV spesifiserer at dette er brukerens ansvar og kostnaden må dekkes av bruker.

Alle endringer som har betydning for Mediq Norge AS må meldes fra straks!

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_



- 1. Anbefalt avstand mellom/plass ved siden av oppvaskkum og koketopp:**
  - 80 cm
- 2. Minstemål for snuplass for rollator/manuell rullestol/elektrisk rullestol:**
  - Ø140/150/160 cm
- 3. Hvitevarer – type og plassering:**
  - Høy plassering av ovn, oppvaskmaskin og kjøleskap
  - Ovn med sidehengsler
  - Kjøleskuff

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## 4. Valg av type heve- og senkeenheter til overskap:

	INDIVO Diagonal	INDIVO Hylleløfter	INDIVO Benkeløfter/INDIVO Benkeløfter Hjørne
<b>Bredde</b>	40-240 cm	40-100 cm	60-300 cm
<b>Vandring</b>	43 cm ned, 18 cm frem	43 cm ned	30 cm
<b>Brukernes funksjonsnivå</b>	Rullestol	Rullestol	Rullestol, rollator, arbeidsstol
<b>Montering</b>	Bak skapet	I skapet	Under benkeplaten
<b>Begrensninger</b>	Ikke over kokeplate	Ikke over kokeplate Ikke over blandeblender	

## 5. Nødvendig avstand mellom enheter - faste og hev-/senkbare:

- Alle modeller: 3-5 mm

## 6. Fri plass for heve- og senkeenheterens vandring:

	INDIVO Diagonal	INDIVO Hylleløfter	INDIVO Benkeløfter
<b>Vandring</b>	43 cm ned, 18 cm frem	43 cm ned	30 cm
<b>Plassering av gjenstander</b>	Bak på benken	Foran på benken	Avhengig av overskap Ingen plassering under benken

## 7. Plassering av kontakter og tilkoblinger til vann og avløp

- Kontakt overskap: ca. 15 cm over overskap i øvre posisjon
- Kontakt benk: ca. 21 cm over gulv
- Vannuttak ca. 30 cm over gulv. Avløp tilpasses. NB! Sjekk plassering av aktuator

**OBS!** Oppgitte mål er forslag. Strømpunkt og evt. vannuttak skal plasseres i henhold til nasjonale regulativer/standarder.

## 8. Diverse

- Oppvaskkummen bør være grunn, 10-14 cm høy, og med isolert bunn, for å hindre klemfare når benken kjøres ned, samt skoldingsfare.
- Skuffe enhet på hjul erstatter tapt skaplass under benk, og gir mobil frasettingsplass.
- Uttrekkplate/skuff med fjøl under høyt plassert oven gir frasettingsplass for varm mat.
- Små skapdører på overskap hindrer at brukeren får skapdørene "i ansiktet" når de åpnes når skapet er i nedre posisjon.
- 180° hengsler på skapdørene gir ekstra god tilgjengelighet.

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## INDIVO Benkeløfter



### Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter art.nr. 30031049, HMS nr. 311500

<input type="checkbox"/>	Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter 600-1000 mm	Benk 1	Benk 2
	Lengde på benkeplate i mm		
	Dybde på benkeplate i mm		

### Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter art.nr. 30031050, HMS nr. 311501

<input type="checkbox"/>	Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter 1010-1400 mm	Benk 1	Benk 2
	Lengde på benkeplate i mm		
	Dybde på benkeplate i mm		

### Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter art.nr. 30031051, HMS nr. 311502

<input type="checkbox"/>	Høydergulering benk INDIVO Benkeløft 1410-2000 cm	Benk 1	Benk 2
	Lengde på benkeplate i mm		
	Dybde på benkeplate i mm		

### Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter art.nr. 30031052, HMS nr. 311503

<input type="checkbox"/>	Høydergulering benk INDIVO Benkeløft 2010-2400 cm	Benk 1	Benk 2
	Lengde på benkeplate i mm		
	Dybde på benkeplate i mm		

### Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter art.nr. 30031053, HMS nr. 311504

<input type="checkbox"/>	Høydergulering benk INDIVO Benkeløft 2410-3000 cm	Benk 1	Benk 2
	Lengde på benkeplate i mm		
	Dybde på benkeplate i mm		

### Sargsett til benkeplate art.nr. 30031078, HMS nr. 311529

<input type="checkbox"/>	Sargsett til benkeplate, lengde 2000 mm, inkl. 2 stk. endestykker	Ant.	
--------------------------	---	------	--

**OBS:** Sarg følger ikke med som standard til NAV. Dette må legges på som tilbehør. Produktene leveres inkludert sikkerhetsstopp og betjeningsbryter.

## INDIVO Benkeløfter Hjørne



### INDIVO Benkeløfter Hjørne

	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Høydergulering benk INDIVO Benkeløfter Hjørne 600-3000 mm	30031054	311505
	Lengde på benkeplate høyre side i mm		
	Lengde på benkeplate venstre side i mm		
	Dybde på benkeplate i mm		
<input type="checkbox"/>	Sargsett til benkeplate, lengde 2000 mm, inkl. 2 stk. endestykker	30031078	311529

**OBS:** Sarg følger ikke med som standard til NAV. Dette må legges på som tilbehør. Produktene leveres inkludert sikkerhetsstopp og betjeningsbryter.

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Tilbehør Benkeløfter

Tilbehør INDIVO Benkeløfter og INDIVO Benkeløfter Hjørne	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Sargsett til benkeplate, lengde 2000 mm, inkl. 2 stk. endestykker	30031078	311529	
<input type="checkbox"/> Vann-/avløpssystem fleksibelt	30031062	311513	
<input type="checkbox"/> Deksel for å skjule rør/ledninger	30031063	311514	
<input type="checkbox"/> Håndbetjening m/ledning	30031064	311515	
<input type="checkbox"/> Fjernkontroll trådløs	30031065	311516	
<input type="checkbox"/> Stor bryter Oval ergonomisk og taktil til Benkeløfter	30031067	311518	
<input type="checkbox"/> Støtteben	30031077	311528	
<input type="checkbox"/> Ekstra bæring 1 stk.	30031076	311527	
<input type="checkbox"/> Beslag dekkplate benk heldekkende sett	30031080	311531	
<input type="checkbox"/> Samkjøringfunksjon klemsikring benk 1 stk. overskap	30031071	311522	
<input type="checkbox"/> Samkjøringfunksjon klemsikring benk 2 stk. overskap	30031073	311524	
<input type="checkbox"/> Samkjøringfunksjon klemsikring benk hjørne 2 stk. overskap	30031074	311525	
<input type="checkbox"/> Samkjøringfunksjon klemsikring benk hjørne og Diagonal h1210-2400	30031072	311523	
<input type="checkbox"/> Samkjøringfunksjon klemsikring benk 2 stk. benkeplater	30031075	311526	
<input type="checkbox"/> Beslag sarg benk, sett a 4	30031079	311530	
<input type="checkbox"/> Betjening benk appstyrt (trådløs anbefales)	30031066	311517	

**OBS:** Husk å legge til "Samkjøringfunksjon" om det bestilles benk + overskap eller 2 stk. benker inntil hverandre.

## INDIVO Diagonal



### INDIVO Diagonal art.nr. 30031505, HMS nr. 311506

INDIVO Diagonal 400-1200 mm	Skap 1	Skap 2	Skap 3	Skap 4
Bredde på skap i mm				
Dybde på skap i mm				
Høyde på skap i mm				

**OBS:** Husk forlenger om overskapet er over 729 mm høyt.

### INDIVO Diagonal art.nr. 30031506, HMS nr. 311507

INDIVO Diagonal 1210-2400 mm	Skap 1	Skap 2	Skap 3	Skap 4
Bredde på skap i mm				
Dybde på skap i mm				
Høyde på skap i mm				

**OBS:** Husk forlenger om overskapet er over 729 mm høyt.

**PS:** Trådløs fjernkontroll anbefales til overskap.

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## INDIVO Hylleløfter



INDIVO Hylleløfter	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> INDIVO Hylleløfter til overskap 400 mm	30031057	311508	
Dybde på skap i mm			
Høyde på skap i mm			
<input type="checkbox"/> INDIVO Hylleløfter til overskap 500 mm	30031058	311509	
Dybde på skap i mm			
Høyde på skap i mm			
<input type="checkbox"/> INDIVO Hylleløfter til overskap 600 mm	30031059	311510	
Dybde på skap i mm			
Høyde på skap i mm			
<input type="checkbox"/> INDIVO Hylleløfter til overskap 800 mm	30031060	311511	
Dybde på skap i mm			
Høyde på skap i mm			
<input type="checkbox"/> INDIVO Hylleløfter til overskap 1000 mm	30031061	311512	
Dybde på skap i mm			
Høyde på skap i mm			

Produktene leveres inkludert sikkerhetsstopp, samt standard Pressalit betjeningspanel. De oppgitte målene forteller hvor bredt skapet kan være.

**PS:** Trådløs fjernkontroll anbefales til overskap.

## Tilbehør overskap

Tilbehør Diagonal og Hylleløfter	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Fjernkontroll trådløs	30031065	311516	
<input type="checkbox"/> Stor bryter Oval ergonomisk og taktil til Diagonal/Hylleløfter	30031068	311519	
<input type="checkbox"/> Forlenger Diagonal h400-1200 mm	30031069	311520	
<input type="checkbox"/> Forlenger Diagonal h1210-2400 mm	30031070	311521	

**OBS:** Husk forlenger til Diagonal om overskapet er over 729 mm høyt.

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Arbeid/tjenester

Varebeskrivelse		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Enhetspris prosjektering	Enhetspris	90091000	311563
<input type="checkbox"/> Timepris montering	timer	90092000	244532
<input type="checkbox"/> Timepris demontering	timer	90091300	244534
<input type="checkbox"/> Timepris reparasjon	timer	90091100	244533

**OBS!** Husk å inkludere tid brukt av evt. elektriker/rørlegger i antall timer montering.

## Montering

### Inkludert

- Demontering av eksisterende blandebatteri og avløpsrør.
- Demontering av eksisterende kjøkkeninnredning som skal monteres tilbake på heve- og senkeenheterne.
- Montering av hovedprodukt, kjøkkeninnredning som skal monteres på heve- og senkeenheterne, samt sarg.
- Utsparing av benkeplate i forbindelse med montering av kum, sarg, klemlister, brytere etc.
- Montering av nytt/eksisterende blandebatteri og avløpsslange, forutsatt at dette ved hjelp av fleksible slanger for vann og avløp kan monteres på eksisterende rørapplegg.
- Fremføring av strøm (ekstra kontakt) fra eksisterende punkt i rommet.

**OBS:** Strømpunkt skal plasseres i henhold til nasjonale regulativer/standarder.

### Ikke inkludert

- Tømming av kjøkkeninnredning, kum og annen rydding før montering.
- Demontering av kjøkkeninnredning som ikke skal monteres tilbake på heve- og senkeenheterne, herunder gesimslist, utforing, sokkel etc.
- Montering av flatpakket kjøkkeninnredning.
- Kapping av lengden på benkeplaten.
- Forsterkning av vegg.
- Utforing for å utlikne dybdeforskjeller mellom overskap.
- Montering av gesimslist, utforing, sokkel etc.
- Fremføring av strøm til rommet.
- Demontering av eksisterende strømpunkter, stikkontakter, lyslist/armatur og annet elektrisk utstyr.
- Endring av eksisterende opplegg for vann og avløp.
- Belysning



Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Reise

Reisetid, transport, kilometer-  
godtgjørelse

Reisetid/transport		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	timer	90091500	311564
<input type="checkbox"/> Tekniker	timer	90091500	311564

Kilometergodtgjørelse		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	90095500	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	km	90095500	-

Tillegg for passasjer		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	90095600	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	km	90095600	-

Tillegg for tilhenger og materiell >150 kg eller 0,5m <sup>3</sup>		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	90095700	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	km	90095700	-

Bompenger/Ferje/Parkering		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	90092600	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	kr	90092600	-

Hotell/overnatting		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	90092500	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	kr	90092500	-

Diett		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	90092800	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	kr	90092800	-

Reise og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris prosjektering, montering og resirkulering. Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag.

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Montering

JA NEI

1. Er bruker informert om at overskap og benker som berøres av monteringen må være tømt og ryddet før monteringsdagen?  JA  NEI
  
2. Beskriv hvilken innredning (skap/benk) som skal monteres på heve/senkeenheter?
  - Benytt nummer iht. tegningen på målskjemaet. JA  NEI

---

3. Beskriv vegg:  Gips  Spon/panel  Betong
  
4. Er det behov for forsterkning av vegg? (Må dekkes og utføres av bruker)  JA  NEI
  
5. Skal benkeplaten beskjæres til kum, sarg, klemlist, og brytere?
  - Skal eksisterende kum benyttes?  JA  NEI
  - Skal kum plasseres på samme sted?  JA  NEI
  
6. Hvor skal brytere og håndkontroll plasseres?
  - Beskriv

---
  
- Ved montering av Verti-InsideElectric må skapet ha vanlige hengsler (ikke hengsler for stor åpning av dør). Har det det?  JA  NEI
  - Er det informert om at dette gjøres for brukers regning da NAV ikke dekker dette?  JA  NEI
  - Dato for eventuell ferdigstilling av bytte av hengsler utført av bruker \_\_\_\_\_
  - Er bruker informert om at bunnen i overskapet fjernes?  JA  NEI

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Strøm

1. Er det strømpunkter, stikkontakter, lyslister/armatur e.l. som må flyttes/demonteres før montering?
- Er det informert om at dette gjøres for brukers regning da NAV ikke dekker dette?
  - Dato for ferdigstillelse?

JA NEI

**NB!** Demontering av fast tilkobling 220V MÅ foretas av elektriker!

2. Finnes det tilstrekkelig antall eksisterende strømpunkter som kan benyttes med produktets ledning?
- Beskriv hvilke heve- og senkeenheter som skal få strøm fra hvilke kontakter (benytt nummer iht. tegningen på målskjemaet)

3. Må det legges opp ny kontakt i rommet?
- Beskriv hvor (benytt nummer iht. tegningen på målskjemaet)

4. Må det føres strøm inn i rommet?
- Dette er brukers ansvar! Er bruker informert om og har tatt ansvar for dette?
  - Dato for ferdigstillelse

## Vann og avløp

1. Hvor er hovedstoppekran plassert?
- Beskriv

2. Skal eksisterende blandebatteri demonteres?

3. Skal eksisterende blandebatteri monteres?

4. Skal nytt blandebatteri monteres?

# Kjøkken Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

Ordrenr.: \_\_\_\_\_

## Vann og avløp forts.

**JA**   **NEI**

5. Kan blandebatteri monteres direkte på eksisterende røropplegg for vann og avløp ved hjelp av fleksible slanger for vann og avløp?  JA    NEI
6. Er det behov for (nye) overganger for å koble til nytt blandebatteri?  
• Dette er brukers ansvar! Er bruker informert om og tar ansvar for dette?  JA    NEI  
• Dato for ferdigstillelse \_\_\_\_\_
7. Skal eksisterende røropplegg for vann og avløp endres?  
• Dette er brukers ansvar! Er bruker informert om og tar ansvar for dette?  JA    NEI  
• Dato for ferdigstillelse \_\_\_\_\_

## Annet

1. Vil det være folk tilstede ved montering som kan hjelpe til å bære?  
• Navn og telefonnummer  JA    NEI

\_\_\_\_\_

Er bruker informert om:

- Hva som ikke er inkludert i leveringen?  JA    NEI
- Eventuelle dybde/høydeforskjeller på skap?  JA    NEI
- Utbedring av vegg under benk etter at underskap er fjernet?  JA    NEI
- Annet?  JA    NEI

\_\_\_\_\_

- Eventuelle andre kostnader som bruker må bære selv?  JA    NEI

\_\_\_\_\_

2. Er det annet som er avtalt med kunde?  
• Beskriv  JA    NEI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NB!** Kontroller at det er tilstrekkelig bæring i montasjevegg. Ved minste tvil skal montasjeveggen forsterkes før montering. NAV spesifiserer at dette er brukers ansvar og kostnaden må dekkes av bruker.