

## GRACIE gynekologisk undersøkelsesstol

GRACIE gynekologisk undersøkelsesstol er en ny, moderne stol som fyller flere funksjoner: Den kan legges helt flat slik at man kan utføre gynekologisk undersøkelse og ultralyd i samme stol. Den kan høydereguleres fra 50 til 100 cm, slik at undersøkeren sitter bekvemt og ergonomisk riktig. Den har benstøtter som reguleres i horisontal- og vertikalplanet med en enkel håndbevegelse, og hele stolen kan reguleres med fotpedaler innebygget i stolen eller som fjernkontroll.



### Grunnutrustning:

- \* total lengde (i nedfelt tilstand) 170 cm
- \* total bredde 76 cm
- \* minimum høyde inkl. madrass 52 cm
- \* maksimal pasientvekt 180 kg
- \* elektrisk regulerbar
- \* maksimal løftehøyde 102 cm
- \* ryggvinkelregulering fra -7° til +50°
- \* setevinkelregulering fra +5° til +10°
- \* fotstøtter med integrert femurstøtte
- \* trinnløs vertikal vinkelregulering av fotstøttene fra -10° til +10°
- \* trinnløs horisontalregulering av fotstøttene
- \* fotkontroller innbygget i løftestammen
- \* trådløs fotkontroll (flyttbar)
- \* håndkontroll
- \* batteri back-up

Stolen leveres med 2 typer fotstøtter: standard Göppels beholdere og inntegret beholdere med femurstøtte.

Stolen leveres med integrert videokolposkop (Zeiss) med 17 tommers videoskjerm og USB kabel og program for overføring direkte til PC. Ekstert ultralydapparat kan også kobles til systemet, vises på videoskjermen og sendes til PC.

Stolen kan også leveres med holder for eget kolposkop (kun Zeiss, Leica, Olympus eller Leisegang). Oppgi type

**GKB-AX****Gynekologisk undersøkellesstol GRACIE - basisversjon**

- \* fotkontroller i løftesøylen
- \* trådløs fotkontrollbrett
- \* håndkontroll med sprialledning
- \* fotstøtter med integrerte femurstøtter
- \* PVC trekk over fotstøttene
- \* PVC trekk under setet
- \* skjulte hjul for flytting av stolen
- \* forhåndsstillbare posisjoner for opp til 3 brukere
- \* maksimal pasientbelastning 180 kg
- \* skjult papirholder i seterygg

**GKB-BX****Gynekologisk undersøkellesstol GRACIE - basisversjon**

- \* fotkontroller i løftesøylen
- \* trådløs fotkontrollbrett
- \* håndkontroll med sprialledning
- \* benholdere type Gøppel
- \* PVC trekk over fotstøttene
- \* PVC trekk under setet
- \* skjulte hjul for flytting av stolen
- \* forhåndsstillbare posisjoner for opp til 3 brukere
- \* maksimal pasientbelastning 180 kg
- \* skjult papirholder i seterygg

**GKB-CX****GKB-AX Gynekologisk undersøkellesstol GRACIE - basisversjon**

- (fotstøtter med integrert femurstøtte)
- \* Videocolposkope digital, integrert i stolen
- \* LCD skjerm 17" på svingbar arm
- \* Ultralydapparat kan kobles til og vises på skjermen
- \* Software for lagring av bilder og video

**GKB-DX****GKB-BX Gynekologisk undersøkellesstol GRACIE - basisversjon**

- (benholdere type Gøppel)
- \* Video Colposcope digital, integrated in the chair
- \* LCD skjerm 17" på svingbar arm
- \* Ultralydapparat kan kobles til og vises på skjermen
- \* Software for lagring av bilder og video



#### Beskrivelse av videokoploskopet integrert i stolen

- \* Forstørrelse: optisk 1.5x - 20x optical, 10x digitalt
- \* Arbeidsområde diameter: 3 cm (forstørrelse 10x)
- \* Arbeidsavstand: 24-33 cm
- \* Fokussybde: 1 cm (forstørrelse 10x)
- \* LCD skjerm 17" på svingbar arm - sitter på høyre side
- \* Oppløsning: 1280x1024
- \* Lyskilde: LED
- \* Optisk filter: grønn

#### Lagring:

- \* Dataformat for lagring: png, avi
- Output: USB, Input: Composite (sitter på baksiden av løftesøylen)
- \* Fotografisk oppløsning: 640\*480 px
- \* Videooppløsning: 640\*480 px
- \* Software for lagring av foto og video i PC
- \* PC aktiv kabel ( USB ) 5m

#### Standardutstyr alle typer ( GKB-AX, GKB-BX, GKB-CX, GKB-DX )



Trådløs fjernkontroll



Fast fotkontroll



Håndkontroll




PVC trekk under sete



Integrert papirull (dekker bare rygg og sete)



Integrert hjul for å flytte stolen



Fargeutvalg

## Oppsamlingskummer



Standard



Rusfritt stål 4,5 l



Rusfritt stål, speilvendt

## Fot/benstøtter



Fot/benstøtter ned og uten integrert lys



Göpels benholdere med og uten integrert lys



## Annet tilbehør



Kirurgisk skinne



Papirullholder



Fotende-del avtakbar



PVC beskyttelse på fotdel



PVC beskyttelse på setedel

## Arbeidsstoler



Sadelstol manuell



Sadelstol med løft



Standard stol med løft