


This document is the property of Comfort System Scandinavia Aktiebolag and may not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.



Skala 1:20

REVISIONS			
3	Spännband tillkommit i BOM.	2017-03-08	OS

Noter:  
 1. AA202211 (2x) och AA202253 monteras med locktiet 243 (Blå)

Nr.	Artikel Nr.	Benämning	Antal
1	AA202428	Oljebronsbusning	2
2	AA202211	MC6S 8.8 M12x50 fzb	2
3	AA202219	Bricka SRKB 12,5x28x2 fzb	2
4	AA202210	Bricka SRKB 7x28x2 fzb	1
5	AA202344	Bricka BRB 13x24x2,5 fzb	2
6	AA202420	Ratt 50x33 M6x15 Svart	1
7	AA201063	Ändplugg IKPK3026S	2
8	AA202021	Hårnålssprint fjädrande 2,5x42 BR	1
9	CS137500	Ryggduk 90 cm	1
10	CS1375001	Fästband för ryggduk	2
11	CS137400	Rördistans	1
12	AA202253	K6S M8x30	1
13	AA202216	Kupolmutter M8	1
14	AA202407	Kuts 22x19 svart	2
15	AA202220	Skruv MRT-GF M4x12	2
16	270665	LA27	1
17	HB30	Handkontroll Linak	1
18	CS068906	Sprint	1
19	00SMPS4EU	Trafo (24V) SMPS	1
20	CS37-2.01	Produktetikett CS37-2	1
21	P36-2.02	Riktningsdekal Motor COMFORTABEL	1
22	P36-2.03	Riktningsdekal Motorfäste Comfortabel	1
23	CS137650	Spännband Bandi 350cm	2
24	CS137100	Undre ram ryggstöd 90 kpl	1
25	CS137200	Övre ram ryggstöd 90 kpl	1
26	CS137300	Motorfäste Linak kpl	1
27	CS149020	Låsring	1
28	S37-2.01	Serienummeretikett CS37-2	1

Vikt: 11703.85 g		Material:	
Konstruerad Av: JJ	Ritad Av: OS	Skapad Datum: 2016-11-10	Godkänd Av: JJ
Ägare:		Sökväg: \\file01\utveckling\STAB-CS\Ryggstöd\Solidworksfiler\CS37-2 Comfortabel Sängryggstöd 90 Rev 3	
Vistakullevägen 18 Box 4034 561 04 Huskvarna www.comfortsystem.se Tel 036-515 90 Fax 036-500 01		Generell Tolerans: ISO 2768-1 m* *Bending = c Weld acc. to EN ISO13920 B	
Titel / Benämning: <b>Comfortabel Sängryggstöd 90 cm</b>		Skala: 1:10	
Artikel Nr: <b>CS37-2</b>		Rev: 3	Blad: 1 (1)