

# CuroCell® 4 AD




Komfortabel vekseltrykkmadrass  
med automatisk pumpe

# CuroCell® 4 AD

CuroCell® 4 AD brukes forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med kategori 4<sup>(1)</sup>. Den brukes i alle typer pleiemiljøer og er en meget funksjonell madrass med høy komfort som plasseres rett på sengebunnen.

Madrassen leveres med avtakbart hygienetrekk med godt dokumentert hygienestandard<sup>(2)</sup>. Det myke og elastiske trekket slipper gjennom damp<sup>(3)</sup>, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon.



En mengde ulike tilvalg kan velges, blant annet en hælfunksjon som skåner ømtålige hæler.

CuroCell® 4 AD produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

Med tilbehørspakke PRO inkluderer også opsjoner  
Hælfunksjon • Kabelholder • Avstandsstoff • Lakenholder • Veske

## Fakta

Type: Vekseltrykkmadrass

Høyde: 21 cm

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 4<sup>(1)</sup>

Anbefalt brukervekt: 0–200 kg

Strømforsyning: 230 V / 50 Hz

Lydnivå, pumpe: 21 dBA

Garanti: 2 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.



## Funksjoner og egenskaper

- CPR-funksjon – hurtigtømming av luft ved HLR
- Digital pumpe med selvjusterende teknologi
- Enkelt vedlikehold
- Håndtak for transport og forflytning
- Lyd- og lysvarsling ved for lavt trykk
- Lyd- og lysvarsling ved strømbrytning
- Mykt, elastisk hygienetrekk som slipper gjennom damp<sup>(3)</sup>
- Meget enkel å rengjøre
- Statisk funksjon med automatisk retur
- Transportfunksjon
- Stillegående og energivennlig pumpe
- Utskiftbare luftceller av polyuretan med Cell-In-Cell-system

## Størrelser

80/85/90/105/120x200 cm og 80/85/90x210 cm.

Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.

## Tilvalg

- Avstandsstoff – for bedre komfort (PRO)
- Hælfunksjon (PRO)
- Kabelholder (PRO)
- Kraftig transportveske (PRO)
- Lakenholder (PRO)
- Hygienetrekk med sveisede sømmer
- Lavfriksjonstrekk
- Ventilerte celler (Low Air Loss)

## Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration – Våt".

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Les bruksanvisningen for produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell er varemerker som tilhører Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2016. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2016-05-10.



### Madrassvelgeren

– Retningslinjer ved valg av produkt  
Les om hvordan du velger riktig madrass på:  
[www.careofsweden.se/madrassvaljaren](http://www.careofsweden.se/madrassvaljaren)

**puls**  
et selskap i Mediq

Puls as | Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo | Tlf. 22 30 05 00  
[www.puls-norge.no](http://www.puls-norge.no) | [kundeservice@puls-norge.no](mailto:kundeservice@puls-norge.no)