

CuroCell® A4 CX20

En helautomatisk og fleksibel vekseltrykkmadrass med høy komfort og funksjonalitet



CuroCell® A4 CX20 med trekk Stone/nedre del CC

CuroCell® A4 CX20

CuroCell® A4 CX20 er enkel å bruke og gir god komfort for brukeren, samtidig som den bidrar til forebygging og behandling av trykksår/trykkskader opp til og med kategori 4, samt ikke-klassifiserte trykksår. Den er designet for å være enkel å bruke, og den har funksjoner for ekstremt god brukerkomfort, redusert vevsforskyvning og forbedret mikroklima.

Madrass-systemet CuroCell® A4 CX20 har en intelligent kontrollenhet med et brukervennlig grensesnitt. Den er helautomatisk og krever ikke manuelle innstillinger. Systemet identifiserer brukeren og justerer automatisk alle innstillingene for å optimalisere trykket basert på brukerens behov.

Alle madrasser er utstyrt med et elastisk hygienetrekk som oppfyller standarder for hygiene⁽³⁾, kvalitet og sikkerhet. Alle trekkene lages av moderne, resirkulerte materialer, og de slipper gjennom damp⁽⁴⁾ for å redusere risikoen for redusere risikoen for fuktig hud.



EKSTRAUTSTYR

- Slitesterk veske
- Lakenholder

STØRRELSER

80/85/90/100/105/120x200/210 x 20 cm

REFERANSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) «EN ISO 11201 Akustikk - Støy fra maskiner og utstyr – Emisjonslydtrykknivåer», SP 2015.

(3) ISO 16603 «resistance of penetration by blood and body fluids», ISO 16604 «resistance of penetration by blood-borne pathogens», EN 14126, «Vernetøy - Ytelseskrav og prøvingsmetoder for vermetøy mot smittestoffer».

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Du må alltid lese bruksanvisningen før produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell er varemerker som tilhører Care of Sweden AB © Care of Sweden AB, 2020. Med enerett. Sist oppdatert: 2020-03-12.

MADRASSENS FUNKSJONER

- Celler som trygt kan byttes individuelt
- Statiske hodeceller
- Hælfunksjon
- Multifunksjonelt innvendig trekk
- Unik HLR-funksjon med transportfunksjon
- Smart kabelorganisering
- Unik design for enkel håndtering og bruk
- Godt beskyttet glidelås

KONTROLLENHETENS FUNKSJONER

- Helautomatisk kontrollenhet med individuell tilpasning
- Brukervennlig grensesnitt
- Lydvarsler og visuelle varsler
- Tre programmoduser: Pulserende, vekslende og CLP (konstant lavt trykk)
- Stellefunksjon (maks. hardhet)
- Pack&Go® - funksjon
- Stille og vibrasjonsfri drift
- Lav spenning (12 V strømforsyning)
- Myke friksjonshengere med ekstra myk ende
- Luftstrømkontroll: Konstant temperatur, økt brukerkomfort, energireduksjon

FAKTA

- **Type: Vekseltrykkmadrass utskiftningssystem**
- **Høyde: 20 cm**
- **Anbefalt brukervekt: 0–250 kg**
- **Spenning inn: 100–240 V / 50–60 Hz**
- **Lydnivå, kontrollenhet, maks.: 20 dBA⁽²⁾**
- **Garanti: 2 år**
- **Uten PVC**
- **Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel**
- **Rengjøring av trekket: Tørkes av med rengjøringsmiddel eller desinfeksjonsmiddel**
- **Klorinbestandig (1 %) multistretchtrekk (trekk Stone med sveisede sømmer, 10 %)**



Skann QR-koden for å se presentasjonsfilmen.



VELG DIN MADRASS

– Besøk nettstedet vårt for å lese retningslinjer til bruk når man skal velge madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector