

CuroCell UNO®



En ny generasjon erstatningssystemer
for helautomatiske vekseltrykkmadrasser

CuroCell UNO®

CuroCell UNO® brukes som hjelpemiddel i forebygging og behandling av trykksår til og med grad 4⁽¹⁾. Den representerer innovasjon og moderne design, og kombinert med moderne teknologi danner den grunnlaget for vår nye generasjon helautomatiske premium madrasssystemer.

Den har stort berøringspanel med et brukervennlig grensesnitt. Den helautomatiske pumpen sørger for automatisk justering og optimal trykkutjevning og komfort for hver enkelt bruker samtidig som den er enkel i bruk.

Care of Swedens madrasser er utstyrt med fireveis hygienisk stretchtrekk for hygiene⁽³⁾, kvalitet og sikkerhet. Alle trekk er produsert av moderne, resirkulerbare materialer og de slipper gjennom damp⁽⁴⁾ for å redusere risikoen for hudbløtjøring.

Fakta

Type: Vekseltrykkmadrass

Høyde: 20 cm

Funksjon: Forebygging og behandling opp til og med grad 4⁽¹⁾

Anbefalt brukervekt: 0-250 kg

Spennning inn: 100-240 V / 50-60 Hz

Lydnivå pumpe, maks: 20 dBA⁽²⁾

Garanti: 2 år

Rengjøre trekket: Tørk av med rengjøringsmiddel eller desinfiseringsmiddel. Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel



Pumpens funksjoner

- Helautomatisk pumpe med individuell tilpasning
- Stor fargeberørings skjerm med brukervennlig grensesnitt
- Tre stillinger: Vekslende, pulserende eller statisk
- Pack&Go™-funksjon
- Stille og vibrasjonsfri drift
- Batteribackup (ekstrautstyr)
- Myke friksjonshengere med ekstra myk ende
- Varsling ved lufttap og strømbrudd

Madrassens funksjoner

- Celle-på-celle-konstruksjon med sikkerhetsmadrass
- Hælfunksjon
- Statiske hodeceller
- HLR-funksjon for rask tømning for luft
- Smart kabelorganisering
- Uten PVC
- Unik design for enkel håndtering og bruk
- Klorinbestandig (10 %) med multistretchtrekk med sveisede sømmer
- Godt beskyttet glidelås

Størrelser

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm

Kontakt din distributør hvis du trenger andre størrelser

Ekstrautstyr

- Slitesterk veske
- Lakenholder

Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2): «NO-EN ISO 11201 Akustikk - Støy fra maskiner og utstyr - Emisjonslydtryknivå», SP 2015.

(3) ISO 16603 «Synthetic blood penetration resistance», ISO 16604 «Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens», EN 14126, SS 876 00 19 «Health care textiles – Bacteria penetration – Wet».

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Du må alltid lese bruksanvisningen før produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell UNO er varemerker som tilhører Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2016-05-10.



Skann QR-koden for å se presentasjonsfilmen.



Madrassvelger

– Retningslinjer når du velger et produkt
Finn ut hvordan du velger riktig madrass ved å gå til:
www.careofsweden.no/madrassvelgeren

puls
et selskap i Mediq

Puls as | Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo | Tlf. 22 30 05 00
www.puls-norge.no | kundeservice@puls-norge.no