

Optimal 5zon[®] Plus



Forebyggende kombimadrass for tyngre brukere

Optimal 5zon® Plus

Optimal 5zon® Plus brukes i alle typer pleiemiljøer både forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med kategori 1⁽¹⁾. Den er spesialprodusert for tyngre brukere inntil 270 kg. En kombimadrass som plasseres rett på sengebunnen og som erstatter både vanlig madrass og overmadrass.

Madrassen gir veldig god trykkutjevning, og den er utstyrt med vår unike sittefunksjon DuoCore®. Sittefunksjonen er utformet for å gi støtte når man sitter samtidig som den gir god komfort når man ligger.

Fakta

Kjerne: Kaldskum 65+50 kg/m³

Høyde: 15 cm

Overtrekk: Delbart, 5zon® Plus

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 1⁽¹⁾

Brukervekt: 100-270 kg

Brann: EN 597-1, -2

Garanti: 2 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.



Funksjoner og egenskaper

Brukervekt:

Madrassen er spesialprodusert for tyngre brukere inntil 270 kg.

Trykk

Høyetastisk kvalitetsmateriale og et unikt sone- og modulsystem gir effektiv trykkutjevning.

Gnisning

Madrassen er spesialkonstruert for å minimere påvirkningen av gnisning.

Sittefunksjon

Vår patenterte⁽⁴⁾ sittefunksjon DuoCore® er utformet for å gi støtte når man sitter samtidig som den gir god komfort når man ligger.

Fukt

Hygienetrekket slipper gjennom damp⁽²⁾, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon.

Hygiene

Trekket er enkelt å rengjøre og håndtere og har en godt dokumentert hygienestandard⁽³⁾.

Optimal 5zon® Plus leveres med et delbart hygienetrekk. Det myke og elastiske materialet slipper gjennom damp⁽²⁾, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon. Et slitesterkt trekk som er enkelt å rengjøre og som har meget grundig dokumentert hygienisk standard⁽³⁾. Trekket har dryppbeskyttet og delbart glidelås samt funksjonshåndtak for transport av madrass.

Optimal 5zon® Plus produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

Størrelser

85/90/105/120x200/210 cm.

Kontakt Care of Sweden for andre størrelser.

Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(4) Patentnummer 008522741.



Les bruksanvisningen før produktet brukes.

Care of Sweden, Optimal 5zon® og DuoCore er varemerker som tilhører Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2016. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2016-05-10.



Madrassvelgeren

– Retningslinjer ved valg av produkt
Les om hvordan du velger riktig madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

Distributør i Norge:



Mediq Norge AS | Tlf. 67 02 43 00
www.mediqnorge.no