

Optimal Care



Bildet viser en madrass med hygienetreck Olivia.

Kvalitetsmadrass med god komfort og støtte

Optimal Care

En moderne madrass bør ha gode egenskaper for forebygging av trykksår, gi god komfort og være enkel å håndtere. Samtidig bør den tilby gode helseøkonomiske egenskaper. Optimal Care er produsert for å oppfylle kravene til en moderne madrass i helsesektoren.

Optimal Care er en trykkreduserende madrass som er delt inn i soner som er tilpasset kroppen. Den har også forsterkede sider som gir støtte når man går inn og ut av sengen. Optimal Care er en kvalitetsmadrass hvor du kan stille høye krav til kvalitet, komfort og støtte.

Den unike merkingen, blant annet med brukerinformasjon

Fakta

Kjerne: Høyelastisk kaldskum 50 kg/m³

Høyde: 14 cm

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 2⁽¹⁾

Anbefalt brukervekt: 0-160 kg

Brann: EN 597-1, -2

Garanti: 3 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.



Funksjoner og egenskaper

Trykk

Høyelastisk kvalitetsmateriale og et unikt modulsystem gir effektiv trykkutjevning.

Gnisning

Madrassen er spesialkonstruert for å minimere påvirkningen av gnisning.

Fukt

Hygienetrekktet slipper gjennom damp⁽²⁾, noe som reduserer risikoen for hudmasesjon.

Hygiene

Trekktet er enkelt å rengjøre og håndtere og har en godt dokumentert hygienestandard⁽³⁾.

Tilgjengelige trekk

Olivia/Evac

Todelt trekk med funksjonshåndtak for blant annet evakuering. Lavfriksjonstopp er tilgjengelig som tilvalg.

og håndtering, samt den vedlagte bruksanvisningen gjør det enkelt å bruke madrassen.

Optimal Care leveres med flere alternativ til hygienetrekkt. Det myke og elastiske materialet slipper gjennom damp⁽²⁾, noe som reduserer risikoen for hudmasesjon. Slitesterkt trekk som er enkelt å rengjøre og som har meget grundig dokumentert hygienisk standard⁽³⁾.

Optimal Care produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

Det finnes en variant, Optimal Care Duo, med modulsystem på begge sider, noe som gjør at den er vendbar.

Olivia

Dryppbeskyttet glidelås på tre sider

Olivia H

Samme som Olivia-trekk, men med håndtak for transport og flytting.

Nordic

Sveisede sømmer, dryppbeskyttet glidelås på tre sider, og håndtak på en langside.

Steel/Evac

Todelt trekk med funksjonshåndtak for blant annet evakuering. Sveisede sømmer, dryppbeskyttet glidelås på alle sider.

Kontakt Care of Sweden hvis du ikke har behov for hygienetrekkt.

Størrelser

80/85/90x200/205/210 cm og 105/120x200/210 cm.

Kontakt Care of Sweden for andre størrelser.

Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".



Les bruksanvisningen for produktet brukes.

Care of Sweden er et varemerke som tilhører Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2017. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2018-02-06.



Madrassvelgeren

– Retningslinjer ved valg av produkt

Les om hvordan du velger riktig madrass på:

www.careofsweden.se/madrassvaljaren

Distributør i Norge:



Mediq Norge AS | Tlf. 67 02 43 00
www.mediqnorge.no