

Optimal Cura



Bildet viser en madrass med hygienetekk Olivia.

Forebyggende kombimadrass
med god trykkutjevning

Optimal Cura

Optimal Cura brukes forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med kategori 1⁽¹⁾. Den er en kombimadrass som plasseres rett på sengebunnen og som erstatter både vanlig madrass og overmadrass.

Optimal Cura er en tolagsmadrass hvor det øvre laget består av viskoelastisk skum (også kaldt tregt skum) og det nedre av kaldskum. Madrassens spesielle bølgeformede konstruksjon og materiale gir meget gode trykkutjevne egenskaper. De to lagene lar kroppen synke ned i materialet slik at trykket fordeles på en større flate.

Fakta

Kjerne: Kaldskum + tregt skum 50 kg/m³

Høyde: 13 cm

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 1⁽¹⁾

Anbefalt brukervekt: 0-130 kg

Brann: EN 597-1, -2

Garanti: 3 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.



Funksjoner og egenskaper

Trykk

Høyelastiske kvalitetsmaterialer og unik konstruksjon som gir effektiv trykkutjevning.

Gnisning

Madrassen er spesialkonstruert for å minimere påvirkningen av gnisning.

Fukt

Hygienetrekktet slipper gjennom damp⁽²⁾, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon.

Hygiene

Trekktet er enkelt å rengjøre og håndtere og har en godt dokumentert hygienestandard⁽³⁾.

Madrassen leveres med hygienetrekkt Olivia. Det myke og elastiske materialet slipper gjennom damp⁽²⁾, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon. Et slitesterkt trekk som er enkelt å rengjøre og som har meget grundig dokumentert hygienisk standard⁽³⁾. Trekktet har dryppbeskyttet glidelås på tre sider. Som tilbehør finnes trekk Evac med innebygget evakueringsfunksjon.

Optimal Cure produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

Tilgjengelige trekk

Olivia

Dryppbeskyttet glidelås på tre sider

Olivia H

Samme som Olivia-trekk, men med håndtak for transport og flytting.

Evac

Evakueringstrekk med dryppbeskyttet, delbart glidelås samt håndtak på langside

Kontakt Care of Sweden hvis du ikke har behov for hygienetrekkt.

Størrelser

80/85/90x200/205/210 cm og 105/120x200 cm.

Kontakt Care of Sweden for andre størrelser.

Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".



Les bruksanvisningen for produktet brukes.

Care of Sweden er et varemerke som tilhører Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2016. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2016-05-10.



Madrassvelgeren

– Retningslinjer ved valg av produkt
Les om hvordan du velger riktig madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

Distributør i Norge:



Mediq Norge AS | Tlf. 67 02 43 00
www.mediqnorge.no