


PRIMA 12

Funksjonell kombimadrass med
god komfort og slitestyrke



PRIMA 12 med hygientrekk Marin

PRIMA 12

PRIMA 12 er en kombimadrass med profilert madrasskjerne som gir brukere god komfort og avlastning.

Madrassen leveres med hygienetrekk Marin som er avtakbart og har glidelås på en kortsida. Som tilvalg kan du blant annet velge Evac-trekk med dryppbeskyttet og delbart glidelås samt funksjonshåndtak for evakuering.

De myke og elastiske materialene i trekket slipper gjennom damp⁽¹⁾, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon. Et slitesterkt trekk som er enkel å rengjøre og som har meget grundig dokumentert hygienisk standard⁽²⁾.

PRIMA 12 produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.



TILGJENGELIGE TREKK

Marin

Dryppbeskyttet glidelås på en side.

Marin

Dryppbeskyttet glidelås på tre sider.

Marin

Dryppbeskyttet glidelås på tre sider, og håndtak på en side.

Marin/Evac

Evakueringstrekk med dryppbeskyttet, delbart glidelås samt håndtak på langside

Kontakt Care of Sweden hvis du ikke har behov for hygienetrekk.

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Les bruksanvisningen før produktet brukes.

Care of Sweden er et varemerke som tilhører Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2020. Ettertrykk er forbudt.
Sist oppdatert: 2020-03-30.

FUNKSJONER OG EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel å rengjøre• Hygienetrekk• Unik merking• Vendbar	<ul style="list-style-type: none">• Kjerne: Kaldskum 35 kg/m³• Høyde: 13 cm• Anbefalt brukervekt: 0-130 kg• Brann: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel.• Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.
STØRRELSER	
80/85/90x200/205/210 cm og 105/120x200 cm. Kontakt Care of Sweden for andre størrelser.	