

Apollo 6



Preventiv madrass med god komfort

Apollo 6

Apollo 6 brukes i alle pleiemiljøer til forebygging og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår opp til og med grad 2⁽¹⁾.

Den er utviklet basert på behovene til både pasienten og helsepersonell, og kjennetegnes av høy kvalitet, lang levetid og effektiv trykkreduksjon.

Skumkjernen er laget av minneskum med høy volumvekt, som former seg etter kroppen.

Apollo 6 er en madrass som legges oppå en eksisterende madrass.

Fakta

Kjerne: HR-skum 55 kg/m³

Høyde: 6 cm

Trekk: Olivia

Funksjon: Forebygging og behandling opp til og med grad 2⁽¹⁾

Anbefalt brukervekt: 0–140 kg*

Brann: EN 597-1, -2

Garanti: 2 år

Rengjøre trekket: Tørk av med rengjøringsmiddel og/eller desinfiseringsmiddel.

Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel.

*Undermadrassen påvirker funksjonaliteten, inkludert anbefalt brukervekt.



Funksjoner og egenskaper

Trykk

Meget elastisk kvalitetsmateriale gir effektiv trykkutjevning.

Vevsforskyvning

Madrassens utforming minimerer farene for vevsforskyvning.

Fuktighet

Hygienetrekket er dampgjennomtrengelig⁽²⁾, noe som reduserer faren for hudbløtging.

Hygiene

Trekket er enkelt å vaske, og det har godt dokumentert hygienestandard⁽³⁾.

Apollo 6 har Olivia hygienetrekk, et elastisk og fleksibelt trekk som slipper gjennom damp⁽²⁾, noe som reduserer faren for hudbløtging. En slitesterk beskyttelse som er enkel å rengjøre og som har dokumentert hygienestandard⁽³⁾. Trekket har dryppbeskyttet glidelås på tre sider og et elastisk belte.

Apollo 6 er laget av moderne materialer som kan resirkuleres, og den oppfyller kravene til hygiene, kvalitet og sikkerhet for bruk i helsevesenet.

Størrelser

80/85/90/105/120 x 200/210 cm.

Kontakt din distributør hvis du trenger andre størrelser.

Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) ISO 16603 «Synthetic blood penetration resistance», ISO 16604 «Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens», EN 14126, SS 876 00 19 «Health care textiles – Bacteria penetration – Wet».



Du må alltid lese bruksanvisningen før produktet brukes.

Care of Sweden er et varemerke som tilhører Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Med enerett. Sist oppdatert: 2016-12-22.

Distributør i Norge:



Mediq Norge AS | Tlf. 67 02 43 00
www.mediqnorge.no