

Optimal 5zon[®] BM

Forebyggende overmadrass med god komfort



Optimal 5zon BM[®] med trekk Olivia

Optimal 5zon[®] BM

Optimal 5zon[®] BM er en fleksibel overmadrass som er beregnet for pleie i bofellesskap og hjemmet som et hjelpemiddel for å forebygge og behandle trykksår opp til kategori 2⁽¹⁾.

Utformingen sørger for god trykkfordeling, og takket være den svært ettergivende skumkjernen har Optimal 5zon[®] BM lang levetid og gir et godt komfortnivå.

Trekket har dessuten en dyppbeskyttet glidelås på tre sider og elastiske festestropper.

Care of Swedens madrasser er utstyrt med fireveis hygienetekk som oppfyller gjeldende standarder for hygiene, kvalitet og sikkerhet⁽²⁾⁽⁴⁾. Alle trekk er fremstilt av moderne, resirkulerbare materialer, og de slipper gjennom damp⁽³⁾ for bidra til å redusere risikoen for hudbløtging.



STØRRELSER

80/85/90 x 200/205/210 cm og 105/120 x 200/210 cm.
Kontakt distributøren hvis du trenger andre størrelser.

REFERANSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements



Les alltid bruksanvisningen før produktet tas i bruk.

Care of Sweden, Optimal 5zon og DuoCore er varemerker som tilhører Care of Sweden AB. Care of Sweden AB, 2021. Med enerett. Sist oppdatert: 03.06.2021.

| FUNKSJONER OG EGENSKAPER | FAKTA |
|---|--|
| <p>Trykk Elastisk materiale og et sone- og modulsystem sørger for god trykkfordeling.</p> <p>Vevsforskyvning Madrassen er spesielt utviklet for å redusere virkningene av vevsforskyvning.</p> <p>Fuktighet Hygienetekket slipper gjennom damp⁽³⁾, noe som bidrar til å redusere risikoen for hudbløtging.</p> <p>Hygiene Trekket er enkelt å rengjøre, og det har god hygienestandard⁽²⁾⁽⁴⁾.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Kjerne: HR-skum 65 kg/m³• Høyde: 6 cm• Trekk: Olivia• Funksjon: som et hjelpemiddel for forebygging og behandling opp til og med grad 2⁽¹⁾• Anbefalt brukervekt: opptil 150 kg*• Brann: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengjøring av trekket: tørk av med rengjøringsmiddel eller desinfiseringsmiddel.• Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel. <p>*Vær oppmerksom på at undermadrassen påvirker funksjonen, inkludert anbefalt brukervekt.</p> |