



NATTBORD QUADRA CARE HIGH

Et kompakt, moderne og solid nattbord



at the heart of healthcare

QUADRA CARE HIGH



Funksjon

Nattbord Quadra Care High er kompakt, moderne og solid. Det har rette profiler og leveres med skuff, åpen hylle og skap med avtakbar hylle. Man kan velge tilgang fra en eller to sider, og om man ønsker med eller uten spiseplate og kjøleskap.

Nattbordet har solide hjul med diameter på 65 mm. Disse triller godt og har brems på hvert hjul.

Spiseplaten er enkel å folde ut og inn. Det har en praktisk størrelse, og kan tiltes i begge retninger. Platen har forhøyde kanter som forhindrer at innholdet glir av.

Bordet heves og senkes ved hjelp av en gassfjær, som betjenes med en fotpedal. Dette gir optimal ergonomisk komfort.

SPESIFIKASJONER

Yttermål, bredde uten spiseplate	48,5 cm
Yttermål, bredde med spiseplate	65 cm
Yttermål, dybde	49,5 cm
Yttermål, høyde	88 cm

Høyde skuff	14 cm
Høyde åpning	15 cm
Høyde skap	49 cm

Hjuldiameter	65 mm
--------------	-------

Bredde spiseplate	63 cm
Dybde spiseplate	40,5 cm
Høydeintervall	80-110 cm