



# PLEIESENG ARTENA CARE

En høydejusterbar, multifunksjonsseng som maksimerer pasientkomfort og brukervennlighet



*at the heart of healthcare*

# ARTENA CARE



## Funksjoner

Pleieseng Artena Care har et løfteområde på 37-82,5 cm uten madrass. Den finnes i tre versjoner; med Pollux faste sidegrinder, som kan leveres i 200 og 220 cm lengde, Trix forlengbare sidegrinder, som kan forlenges stegvis til 220 cm, eller Atmosphere 3/4-dels nedfellbare sidegrinder, som gjør at sengen kan forlenges stegvis til 220 cm.

Sengen leveres standard med hjul på Ø125 mm, sentralbrems og retningssperre. Sengen har en Safe Working Load på 200 kg.

Liggeflaten er firedelt, med en rygg som trekker seg tilbake når den heves. Dette minimerer skyvekraftene på huden og personen skyves ikke ned mot fotenden av sengen. Ved hjelp av motorer reguleres liggeflatens ulike deler. En komfortknapp regulerer liggeflaten til sitteleie eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangspunktet. Liggeflaten har stållameller som gir god stabilitet og komfort.

Artena Care er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger.

Et stort utvalg tilbehør gir en bedre pleiehverdag for alle parter. Se egen brosjyre.

Artena Care er produsert i henhold til senge-norm 60601-2-52.

## SPESIFIKASJONER

SWL (Safe Working Load)	200 kg
Yttermål, bredde	100,5 cm
Yttermål, lengde	208 cm
Madrassmål, bredde	85 cm
Madrassmål, lengde	200 cm
Forlengelse av sengen	20 cm
Høydejustering	37-82,5 cm
Frigang under løfter	17 cm
Ryggstøtte tilt	0-70 °
Bendel tilt	0-34 °
Fotdel tilt	4 trinn
Autoregresjon av liggeflate	>10 cm
Hjuldiameter	125 mm
Låsing av hjul	Sentralbrems, retningssperre
Vekt	120 kg

## Opsjoner og tilbehør

Oversikt over opsjoner og tilbehør finner du på vår nettside [www.mediqnorger.no](http://www.mediqnorger.no)