



MOTORSYSTEM "G"

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Løftemotor Linak CB-6 | 95271 |
| 2. Ryggmotor Linak LA-27 | 95272 |
| 3. Nettkabel Linak CB-6, 230V | 95276 |
| 4. Motorkabel Linak LA-27 | 95277 |
| 5. Fotmotor Linak LA-27 "G/V" | 95273 |
| 6. Håndkontroll Linak HB83 "G" | 952718 |
| 7. Elektronikk Linak CB-6 "G/V" | 95274 |

Kontrollspørsmål:

Er håndkontrollen grå og har 6 knapper?