



SENGE- OG LESEBORD LIVIA

Høyderegulerbart senge- og lesebord med vinkelstillbar plate



at the heart of healthcare

LIVIA



Funksjon

Lese- og spisebord Livia er et ideelt hjelpemiddel når man skal lese eller spise mens man sitter i en stol eller ligger i sengen.

Lese- og spisebordet har solide hjul med diameter på 65 mm. Disse triller godt og har brems på to hjul.

Spiseplaten er enkel å vinkle. Det har en praktisk størrelse, og kan tiltes i begge retninger. Platen er produsert i braannhemmende ABS-plast og har forhøyde kanter som forhindrer at innholdet glir av.

Bordet heves og senkes ved hjelp av en gassfjær, som betjenes med en fotpedal. Dette gir optimal ergonomisk komfort.

SPESIFIKASJONER

Yttermål, bredde	70 cm
Yttermål, dybde	40 cm
Yttermål, høyde	82-115 cm
Bredde spiseplate	63 cm
Dybde spiseplate	40 cm
Hjuldiameter	65 mm