



HVILE- OG TRANSPORTSTOL FERO

Hvile- og transportstol med god sittekomfort



at the heart of healthcare

LØFTE- OG HVILESTOL FERO



Funksjon

Fero er en serie stoler med ramme av tre, som kan brukes både som hvilestol og transportstol. De har nedfellbare armlener, polstret rygg, sete og benstøtte, samt uttrekkbart fotbrett.

Stolens recliner-funksjon er spesielt utviklet for helsesektoren. Den patenterte mekanismen gjør det mulig å tilte ryggen, setet og benstøtten samtidig, slik at brukeren kan ligge i en posisjon med null gravitasjon. Mekanismen kan låses i hver posisjon ved hjelp av en spak, plassert på begge sider av stolen. Stolene kan i tillegg leveres med manuell, individuell innstilling av benstøtten.

Stolen leveres med enten fire Ø125 mm hjul, slik at man enkelt kan flytte brukeren i stolen, eller med små transporthjul i bakre ben, slik at den lett kan flyttes uten at man må løfte den.

Standard farger er white varnish treverk og sand beige trekk. Andre farger kan leveres, slik at stolen passer inn i rommets øvrige fargepalett.

Stolene med nedfellbare armlener er forberedt for spisebord (tilbehør), som kan festes på armlenene.

SPESIFIKASJONER

Lengde	74 cm
Dybde	78-155 cm
Høyde	125 cm
Setehøyde	51 cm
Setedybde	51 cm
Setebredde	53,5 cm
Høyde armlener	53-73,5 cm

